

Analyse chimique

C ≈ 2,2 %
 Mn. ≈ 1,3 %
 Si ≈ 2,6 %
 Cr 25 - 30 %

Dureté

Grenaille neuve ≈ 675 HV (58 HRC)
 Mélange opératoire ≈ 720 HV (61 HRC)

Microstructure

Martensite / carbure de chrome

Densité

≥ 7,3 g/cm³

Conditionnement

Palette Europe de 500 kg avec
 20 sacs plastique × 25 kg

Big Bag d'1 tonne

AMAGRIT	mm	2,000	1,400	1,250	1,000	0,800	0,700	0,600	0,500	0,400	0,355	0,300	0,200	0,140	0,090
60															
50															
40															
30															
20															
10															

Dans un souci d'optimisation de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications.
 Des granulométries spécifiques sont disponibles sur demande.